الدرس العملي الثامن تقدير الكاتيونات الذائبة

n الكاتيونات الذائبة تشمل كل من الصوديوم +Na والبوتاسيوم +K والكالسيوم +Ca والمغنسيوم +K والكالسيوم وتقدر في مستخلصات التربة المائية أو في عينات مياه الري والصرف.


أولا: تقدير الصوديوم والبوتاسيوم

الفكرة الأساسية:

وتتلخص هذه الطريقة في أنه عند تعريض أيونات العناصر المعدنية إلى فرق جهد حراري يتلون اللهب بلون خاص فمثلا أملاح الصوديوم تلون اللهب بلون أصفر والبوتاسيوم بلون بنفسجي ثم تشع هذه الطاقة في صورة طيف انبعاثي يختلف في طول موجته من ذرة لأخرى وبالتالي يصبح صفة مميزة لعنصر عن الآخر. وتتناسب شدة هذا الطيف مع تركيز العنصر الموجود في المستخلص لذا باستخدام مرشح ضوئي خاص به يقوم بعكس جميع الأطوال الموجية وينفذ فقط الطول الموجي الخاص الصادر من العنصر ذاته وباستعمال منحنى قياسي لهذا العنصر يمكن معرفة تركيز العنصر في المستخلص.

- يستخدم لكل عنصر فلتر معين مثل البرتقالي خاصNa والاحمر ا
 - ايونات Na تلون اللهب بلون اصفر و K بلون بنفسجى.

والشكل التالي يوضح رسم تخطيطى لجهاز قياس Flame photometer



خطوات العمل

n تجهيز منحنى قياسى للصوديوم والبوتاسيوم كما يلى:

يتم تحضير محلول تجهيز stock solution بتركيز 1000 ppm K وذلك باذابة المدة ١٠٩٠ من ملح كلوريد البوتاسيوم KCl النقي (الجافة على ١٠٠ م لمدة ساعة) بينما يوزن ٤٣٤٥. ٢جم ملح كلوريد الصوديوم نقي بعد تجفيفه. ينقل كميا إلى دورق معياري سعة لتر ويكمل بالماء المقطر ليصبح التركيز ١٠٠٠ جزء في المليون ويسمى بـ Stock Solution محلول تجهيز.

nيتم عمل عدة تركيزات من الصوديوم و البوتاسيوم وذلك بالتخفيف من محلول التجهيز على ان يضبط الكنترول (ماء مقطر) على صفر تدريج الجهاز واعلى تركيز يوصى به يضبط على اعلى قراءة شدة انبعاث بتدريج الجهاز.

nثم يخفف إلى تركيزات من ١٠-٢٠ ـ ٣٠....إلى ١٠٠ جزء في المليون وذلك بأخذ مجم ١-٢٠ ٣٠....إلى ١٠٠ جزء في المليون وذلك بأخذ حجم ١-٣٠ ٣٠....إلى ١٠ ملل من محلول التجهيز ١٠٠٠ جزء في المليون إلى دوارق معيارية سعة ١٠٠٠ ملل وتكمل الدوارق بالماء المقطر

nيضبط البلانك على قراءة صفر الجهاز واعلى تركيزعلى قراءة الحد الاعلى للتدريج

n تؤخذ قراءة لكل تركيز بعد اختيار الفلتر المناسب حسب كل عنصر

n تؤخذ قراءة الجهاز و توقع على المحور الرأسى للمنحنى القياسى ثم يسجل التركيز المقابل على المحور الافقى بالـ ppm.

n حساب تركيز الصوديوم: هناك العديد من الوحدات التي مي يمكن أن تعبر عن تركيز الصوديوم مثل جزء في المليون – ملايمكافئ/۱۰۰ جم تربة – %.

n سنذكر منها تركيز Na بالملليمكافئ/۱۰۰ جم تربة في حالة استخدام مستخلص ۱:۰=

تركيز الصوديوم في المستخلص بالجزء في المليون × ١٠٠٠ × ٥ ١٠٠٠ (Na للوزن المكافئ لـ Na (الوزن المكافئ الـ الم

n بالمثل يتم حساب تركيز K بالملليمكافئ/۱۰۰ جم تربة في حالة استخدام مستخلص ۱:۰=

ملاحظات

n نظرا لصغر تركيزات البوتاسيوم بالمحاليل وبافتراض ان مودیل الجهاز یسمح بان یکون ترکیز K بین صفر - ۲۰ جزء/مليون (ppm = mg/L) لذلك يتم تحضير محلول تجهیز بترکیز ۰۰ K۱۰۰ و ذلك باخذ ۵۰ مل من محلول تجهیز ، ۰ ۰ ppm K ا محلول تجهیز ٠٠٠ مل و التكملة بالماء المقطر للعلامة ثم الرج الجيد ثم يتم تجهيز التركيزات الاتية بالتخفيف من محلول التجهيز : ppm \ • •

الجواهر الكشافة والأجهزة

ملح كلوريد صوديوم نقى NaCl - ملح كلوريد بوتاسيوم نقى KCl - ماء مقطر .

equipments: التجهيزات

n ميزان حساس – فرن تجفيف – مجفف - دوارق معيارية سعة ٠٠٠ و ٠٠٠ مل ١٠٠٠ – أقماع + حامل – ساق زجاجية – جهاز قياس اللون في اللهب flame photometer.

n شدة هذا الطيف (الطاقة الضوئية) الخاص بعنصر معين في علاقة طردية مع تركيز كاتيونات (ذرات) هذا العنصر والذي يتم تحويله عن طريق خلية كهروضوئية الى طاقة كهربية يمكن قياسها عن طريق جلفانوميتر والتي تظهر على تدريج الجهاز.

n اذن الجهاز المستخدم يعطى قراءة دالة على تركيز العنصر ولا يعطى التركيز مباشرة.

n يتم التعرف على تركيز العينة من منحنى قياسى standard curve

ملاحظات

nيتم ضبط تركيزات المنحنى القياسى بحيث يكون البلانك على صفر الجهاز و اعلى تركيز يضبط على الحد الاعلى للتدريج .

ميجب ان تقع قراءة العينة عند وسط قراءات التدريج. فاذا كانت قرب الحد الاعلى للتدريج او قراءات المنحنى القياسى و تعدته فهذا يدل على ان العينة مركزة و تحتاج تخفيف بنسبة معقولة حتى تتوسط القراءة تقريبا تدريج او قراءات المنحنى القياسى و عند الحسابات يضرب فى مقلوب نسبة التخفيف.

ميمكن زيادة الحد الاعلى لتركيزات المنحنى القياسى و يضبط عند الحد الاعلى لتدريج الجهاز و هذا في حالة ما اذا كانت العينة مركزة بدرجة بسيطة و حساسية الجهاز تسمح بذلك.

اذا كانت قراءة العينة تقع قرب الحد الادنى للتدريج او قراءات المنحنى القياسى فهذا يدل على ان العينة مخففة و تحتاج تركيز بنسبة معقولة ويتم التركيز بتبخير حجم معين و توصيله الى حجم اقل بالاستعانة بدورق معيارى (مثلا ، ، ۱ مل تركز الى ، ٥ مل) أو يمكن تقليل الحد الاعلى لتركيزات المنحنى القياسى.

ثانيا: تقدير الكالسيوم والمغنسيوم

مناك طرق عديدة لتقدير كل من الكالسيوم والمغنسيوم وأهمها التقدير بواسطة جهاز الـ Atomic absorption وهي الأحدث والأدق إلا أنه لعدم توافر هذا الجهاز في معظم المعامل فيقدر الكالسيوم والمغنسيوم بطريقة المعايرة بإستخدام مركب الفرسين.

مويكون هذا المركب مع الكاتيونات الثنائية التكافؤ معقدات ثابتة. في وجود دليل يعطي مركبات ملونة مع هذه الكاتيونات فإنه بالمعايرة بمحلول الفيرسين يتغير اللون نتيجة لإرتباط هذه الكاتيونات في صورة معقد مع الفرسين

طريقة المعايرة بالفرسين

الفكرة الأساسية:

n الفرسينات عبارة عن الملح الصودي لحامض الإيثيلين داي أمين تترا أسيتيك Disodium dihydrogen ethylene diamine tetraacitic acid



n وعند المعايرة يستخدم مركب Eriochrom Black T الذي يكون مركبات معقدة مع الكالسيوم والمغنسيوم في الوسط القلوي pH=10 ذات لون أحمر نبيذي وعند المعايرة بالفيرسين ترتبط أيونات الكالسيوم والمغنسيوم به ويتحول لون المحلول إلى الأزرق مما يشير إلى نهاية التفاعل

n تقدير مجموع الكالسيوم والمغنسيوم:

- ١. يؤخذ هملل بالماصة من المستخلص.
- ٢. يضاف إلى السدورق الملسل مسن المحلسول المسنظم (كلوريسد الأمونيوم+هيدروكسيد الأمونيوم المحلول ثم يضاف ه نقط من محلول الدليل EBT فيتلون المحلول باللون الأحمر النبيذي.
- تنقط محتويات الدورق بمحلول الفيرسينات حتى يصبح اللون أزرق الغامق واضح.
 - ع. ويحسب الكالسيوم+المغنسيوم معبرا عنها بالملليمكافئ/٠٠١ جم تربة =

حجم الفرسين المستخدم × عياريته × الحجم الكلي للمستخلص × ١٠٠٠ حجم الفرسين المستخلص المأخوذ للتقدير × وزن التربة الجافة تماما

n تقدير الكالسيوم:

- ١. يؤخذ هملل بالماصة من المستخلص.
- ٢. يضاف إلى الدورق ١ملل من المحلول المنظم (صودا كاوية عياري ٢-١٤) ويرج المحلول ثم ٢٠٠٠ جم من مخلوط دليل الميروكسيد ويرج المحلول فيظهر لون أحمر قرمزي واضح.
- تنقط محتویات الدورق بمحلول الفیرسینات حتی یصبح اللون البنفسجی.
- ويحسب الكالسيوم معبرا عنها بالملليمكافئ/٠٠٠ جم تربة = حجم الفرسين المستخدم × عياريته × الحجم الكلي للمستخلص × ١٠٠٠ حجم الفرسين المستخلص المأخوذ للتقدير × وزن التربة الجافة تماما

تقدير المغنسيوم:

n وذلك بطرح كمية الكالسيوم ملليمكافئ/، ١٠ جم تربة من كمية الكالسيوم + المغنسيوم ملليمكافئ/، ١٠ جم تربة.

أسئلة وتمارين

- ا. وضح بالرسم الوحدات الأساسية لجهاز قياس اللون في اللهب Flame photometer وما لون الفلتر المستخدم عند تقدير كل من Na & K
- ٢. باستخدام ٥ملل من مستخلص عجینة تربة مشبعة ، ٦% (% للتشبع) كان حجم الفرسین المستهلك في حالة دلیل EBT هو ٥ملل وباستخدام ٥ملل أخرى في حالة دلیل المیروکسید هو ٢ ملل فإذا كانت عیاریة الفرسینات ١٠٠٠ عیاري احسب تركیز كل من الكالسیوم والمغنسیوم بالمللمكافئ/ ، ١٠ جم تربة.