




جامعة المنصورة
كلية الصيدلة
قسم الكيمياء العضوية الصيدلانية

دليل معامل قسم الكيمياء العضوية الصيدلانية



اعداد/

قسم الكيمياء العضوية الصيدلانية

فنى المعمل

هو الشخص المسئول عن المعمل فنيا وإداريا , وهو يؤدي دور بارز في العملية التعليمية من خلال مساعده أعضاء هيئة التدريس علي أداء دورهم العملي بشكل جيد وذلك عن طريق الإعداد للتجارب المعملية , وتوفير جميع الظروف والإمكانيات المناسبة لاستخدام المعمل وتفعيله

الوظائف الاداريه لفني المعمل

- 1- المسئولية الكاملة عن المعمل ومحتوياته
- 2- متابعه تزويد المعمل بمتطلباته من التجهيزات سواء أجهزه أو كيمياويات بما يتناسب مع الغرض المستخدم لأجله المعمل
- 3- إعداد المعمل بما يسمح باستخدامه علي الوجه الأكمل طول العام الدراسي
- 4- إعداد قائمه بالأجهزه والكيمياويات الناقصة وتقديمها للمسئول حتى يمكن توفيرها بأسرع وقت
- 5- تنظيم وترتيب محتويات المعمل وتصنيفها بطريقة تساعد علي أداء العمل داخل المعمل بسهولة
- 6- يجب أن يكون لكل فني معمل سجل مدون به كل أصناف الكواشف التي تستخدم و طريقه تحضيرها
- 7- القيام بأي أعمال أخري تسند إليه من المشرف علي المعمل أو معاوني أعضاء هيئة التدريس العاملين في المعمل

قبل بدأ العمل في المعمل

1. قبل كل شيء التوكل على الله تعالى.
2. ضع خطة عملك قبل الدخول للمعمل وحدد أهدافك بدقة وماذا تنوي عمله.
3. عدم التسرع في العمل فهذا يؤدي إلى أخطاء قد تكون ضارة.
4. تأكد مما تعمل واقرأ اسماء المواد الكيميائية على الزجاجات الخاصة بها ولا تستخدم أو تخط مادة موجودة إلا بعد التأكد منها .
5. إذا كان هناك تحذير على الزجاجات يجب فهمه جيدا والعمل به.
6. يجب تحذير الطلبة من خطر العبث بالمواد الكيميائية.

الواجبات الوقائية لفني المعمل

- وضع لوحات إرشادية في المعمل بخط واضح ومقروء لإرشاد الطلبة إلي أفضل الطرق للاستفادة من المعمل
- توفير الحد الأدنى من وسائل السلامة في المعمل
- التأكد من توصيلات الغاز و الوصلات الكهربائية وتوصيلات المياه
- إتباع الطرق السليمة لحفظ الكيماويات داخل المعمل
- توفير حقيبة إسعافات أوليه بمحتوياتها الضرورية
- التأكد من إقفال النوافذ و التيار الكهربى ومحابس المياه والغاز بعد استعمال المعمل وفق التعليمات الخاصة بذلك
- عدم ترك أي زجاجات بها كيمياويات بدون ملصق يبين محتويات تلك الزجاجاة
- الإبلاغ عن أي تلفيات تحدث في المعمل

للامان في المعمل

- الفحص الدوري لوصلات الغاز والتأكد من عدم وجود تسريب غاز
- التأكد من صلاحية طفايات الحريق
- التأكد من وجود بطانية للحريق

- الحرص علي تواجد أدوات الأمن والسلامة بصفه دائمة في المعمل والمتمثلة في ...
- 1- صندوق الإسعافات الاوليه .
- 2- القفاز الطبي ويجب ان يكون من الجلد السميك
- 3- النظارات الواقية .
- 4- الكمامات
- وضع الأحماض المركزة والقواعد الخطرة في دولا ب الغازات أو أي مكان آخر امن بعيدا عن باقي الكيماويات
- التأكد من غلق محابس الماء والغاز والكهرباء قبل مغادره المعمل
- غسل اليدين بالماء والصابون قبل الخروج من المعمل
- تشغيل مراوح الشفط في حاله وجود روائح خانقه في المعمل

الأمن والسلامة في معامل الكيمياء العضوية

- استخدام كميات قليله لإجراء التجارب المطلوبة، يقلل من إمكان وقوع حوادث ولكن لايلغيها بالكامل .
- يمنع منعاً باتاً تحديد نوع المادة العضوية بتذوق طعمها فالكثير من هذه المواد شديد السمية .
- توجه أبخره المواد عند التعرف عليها بالشم نحو الأنف بحركة خفيفة من اليد الحرة مع عدم توجيه فوهة الانبويه نحو الوجه .
- عند تسخين أسفل أنبويه الاختبار علي لهب مباشر، يجب توجيه فوهة الانبويه بعيدا عن النفس و بعيدا عن الزملاء المجاورين للشخص .
- من المهم عدم تسخين أنبويه الاختبار في وضع راسي حتى لايتطاير السائل علي اغلب الموجودين .
- عند استخدام الصوديوم المعدني يجب مراعاة جفاف أنبويه الاختبار جيدا لان الصوديوم يشتعل عند تلامسه للمياه .
- يمنع منعاً باتاً تواجد اي طالب داخل المعمل في حاله عدم وجود مشرف العملى او احد المعيديين المسؤولين عن المعمل منعا لحدوث حوادث للطلاب عند العمل بدون مشرف

طرق التصرف فى حاله وقوع حادث فى المعمل

- 1- التصرف بهدوء وثبات
- 2- تحكم فى مصادر الخطر (مثل فصل التيار الكهربائي – قفل محابس الغاز.....)
- 3- انقاذ المصاب بتقديم الاسعافات الاوليه واطلب المساعده
- 4- اتصل بالاسعاف حسب حاله
- 5- نظف منطقه الحادث
- 6- اعزل مصدر الخطر الى ان يتم اصلاحه
- 7- اسال الحضور عن كيفية وقوع الحادث واجمع اي معلومات تدل على سبب الاصابه ومدى خطورتها

الاسعافات الاوليه فى حاله حدوث بعض الاصابات

- يمكن أن تكون الحروق حرارية،لذا يجب الحرص علي عدم ظهور فقاعات علي الجسم في مكان الحريق .
- 1- في حاله الحروق بالأحماض القوية يجب غسل المكان المصاب بالماء جيدا ووضع كمادات من القطن والشاش المبلل بمحلول كربونات الصوديوم .
- 2- في حاله الحروق بالقلويات القوية يتم غسل مكان الحرق جيدا بالماء ووضع كمادات من القطن والشاش مبلل بمحلول حمض الخليك 1 % .

- 3- في حالة حرق العين بالقلويات يفضل استعمال محلول حمض البوريك 2 % أو بيكربونات الصوديوم 2 % .
- 4- عند الحروق بالبروم يجب غسل المكان بالماء ثم دهنه بالجلسرين أو بله بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم 2 %، ونجب معالجه حروق البروم بسرعه جدا لخطورتها وتجنب المضاعفات .
- 5- عند الحروق بالفينول السائل يجب فرك الجزء المصاب من الجلد الذي أصبح ابيض بالجلسرين حتى يستعيد لونه الطبيعي ثم يغسل الجزء المحروق بالماء وتوضع كمادات من القطن و الشاش مبلل بالجلسرين ،ويجب تنفيذ ذلك فوراً حتى لا تظهر بعد ذلك جروح يصعب الشفاء منها.
- 6- اذا حدث اختناق بابخره او غازات فان المصاب ينقل الى الخارج ويعرض للهواء النقي الى ان يعود له تنفسه الطبيعي واذا اضطر الامر يمكن اجراء تنفس صناعي
- 7- في حالة بلع مواد كيميائيه يتم اتباع الاتي : -
 - محاوله التعرف على ماده الكيمائيه
 - اذا لم تكن ماده الكيمائيه حارقه نحاول مساعده المصاب على التقيؤ اذا لم يكن فاقد الوعي
 - نسقى المصاب بعد ذلك لبن حليب او ماء ثم نقله المستشفى فوراً
- 8- في حالة الجروح العميقه يتم الضغط على الجرح ورفع المكان المصاب اعلا من مستوى القلب حتى يتوقف النزيف
- 9- عند حدوث صعقه كهربائيهنتيجة التعرض لتيار كهربائى يتم اتباع الاتي : -
 - يتم فصل التيار الكهربائى من المصدر
 - اذا لم نتمكن نحرك المصاب بعيداً عن مصدر الكهرباء باستخدام ماده عازله غير موصله للكهرباء
 - يتم التأكد من تنفس المصاب ونبضه لاجراء تنفس صناعي اذا لزم الامر

محتويات صيدليه المعمل .

- 1- صبغه يود أو بيتادين
- 2- قطن مبلل بكلوريدالحديدك لوقف النزيف
- 3- قطن طبي
- 4- ضمادات
- 5- رباط ضاغط (بلاستر)
- 6- ملقاط
- 7- محلول كربونات الصوديوم 2 %
- 8- محلول حمض الخليك 1 %
- 9- محلول حمض البوريك 2 %
- 10- جلسرين
- 11- مرهم مضاد حيوي للحريق
- 12- محلول نشادر 10 %

مهام مشرف المعامل

- 1- التواجد قبل بداية المعمل بفترة كافيه لمتابعه تواجد العمال و الفنيين و معاوني أعضاء هيئته التدريسي لاتخاذ اللازم عند عدم تواجد أي من السادة السابق ذكرهم .
- 2- توفير الاجهزه والأدوات المعملية والمواد الكيمائويه التي يتطلبها المعمل بناء علي المعلومات التي يوفرها فني المعمل .

- 3- إكساب فني المعمل الخبرة لتحضير المواد الكاشفة اللازمة للمعمل من خلال دروس تدريبه لرفع كفاءة فني المعمل
- 4- توجيه فني المعمل للاستفادة القصوى من المواد المتوفرة في المعمل .
- 5- تعريف فني المعمل بكل ما هو حديث في مجال المعامل
- 6- تعريف فني المعمل بطرق الأمان والسلامة وكيفيه التعامل مع المواد الخطرة والسامة .
- 7- الرد علي المكاتبات الواردة الخاصة بالمعمل الواردة من الإدارات المختلفة .
- 8- متابعه الفنيين من حيث جرد العهدة الخاصة بهم ومتابعه العجز و الزيادة في المعمل .
- 9- الإشراف علي صيانة المعامل التي تحتاج إليصيانة و استلام المعامل الجديدة مع لجنة المشاريع من حيث الفحص الشامل للوصلات الكهربائية والغاز والمياه و الأثاث ومدى مطابقتها للمواصفات.
- 10- الإشراف علي تنقلات فنيي المعامل و متابعه تقارير الأداء الوظيفي .

طريقه التعامل مع الأحماض و القلويات

- 1- اضافة الحمض إلي الماء ببطء و علي جدار الاوعيه و يمنع منعاً باتاً اضافة الماء علي الحمض .
- 2- تفتح العبوات ببطء مع مراعاة ابتعاد وجه الشخص عند الفتح .
- 3- يجب أن يكون في مكان المعمل دش للغسيل و محلول للعين و إسعافاتأوليه .
- 4- لا يخلط فضلات الأحماض مع المذيبات العضوية أبداً ،ولا المحاليل الملونة بالمعادن .
- 5- من الممكن التخلص من فضلات الأحماض الغير ملونه بتعادلها .
- 6- بعد تفريغ الاوعيه من المواد المراد التخلص منها يتم غسلها مباشره .
- 7- التأكد من إغلاق جميع العبوات بإحكام .
- 8- لايجب التخلص من الأحماض و القواعد عن طريق الصرف الصحي إلا بعد تعادلها ،و يمكن معادلتها في المعمل عن طريق التجربة ، ويكون ذلك داخل دولاب الغازات ،ثم يتم سريان الماء لمده ربع ساعة علي الأقل ،.
- 9- لا تستخدم مطلقاً مواد عضويه قابله للاحتراق داخل المعمل في مسح الأحماض من علي البنشات من الخشب أو الورق .

كيفية التصرف عند حدوث حريق فى المعمل

- 1- اقرع اجراس الانذار واذا لم يوجد انذار ارفع صوتك للتنبيه بالحريق واطلب المساعدة
- 2- تاكد من خروج الجميع من المعمل
- 3- اطلب من احد القريبين منك الاتصال بالدفاع المدنى
- 4- تاكد ان طريقك للخروج امن
- 5- حاول السيطرة على الحريق اذا كان صغيرا ولا يشكل اى خطر عليك بالطرق الاتيه :
 - افصل التيار من المفتاح الرئيسى اذا كان مصدر الحريق التيار الكهربى
 - اقل مصدر الوقود (قفل صمام الغاز)
 - استخدم طفايه الحريق المناسبه القريبه منك
- 6- اذا فقدت السيطرة على الحريق اترك المكان بسرعه واغلق الباب لتمنع انتشار الحريق
- 7- انتظر فى مكان امن وقريب من موقع الحريق لترشد فرقه الدفاع المدنى الى مصدر الحريق وتمدهم بالمعلومات التى تساعدهم على السيطرة على الحريق بسرعه

توصيات هامه يجب اتباعها

1. نظرا لوجود مواد مشتعله ومواد سامه ومواد حارقه ومواد ملتهبه وغيرها فى المعمل لذا يحظر استخدام المواد الكيمائيه بصوره غير قانونيه او باستهتار ، لذا فان فنى المعمل مسئول مسؤليه كامله عن اى اخطاء او حوادث قد تحدث نتيجة الاهمال او سوء الاستخدام او الاستهتار
2. يحظر استخدام المعمل لغير الغرض الذى انشئ من اجله ،وهو تنفيذ التجارب المعمليه
3. يمنع منعا باتا تخزين الكتب او الوسائل او اللوحات الخشبيه او الاوراق او اى مواد تساعد على الاشتعال غير الادوات والمواد الخاصه بالمعمل
4. وضع بطاقات تعريف عتى دواليب الكيماويات توضح ما بداخله حتى يسهل الوصول للمواد المراد استخدامها
5. المحافظه على ادوات المعمل واجهزته نظيفه
6. عدم ترك الطلبة يعبثون فى وصلات الماء والغاز والكهرباء
7. متابعه العمال من حيث النظافهالمستمره للمعمل

مهام عامل المعمل

- 1- المهمه الرئيسيه لعامل المعمل هى اعمال النظافه فى المعمل
- 2- حسن العلاقه بين الفنى والعامل من اهم الاساسيات التى تؤدى الى نجاح المعمل فى اداء العمل على اكمل وجه
- 3- المحافظه على ادوات المعمل والاجهزه الموجوده بالمعمل ونظافتها
- 4- مايطلب منه من قبل الفنى المسؤول عن المعمل بما يتناسب مع طبيعه العمل المكلف بها

انشاء وتأسيس معمل كيميا

يجب عند الشروع فى انشاء معمل الكيمياء ان يتم مراعاة الاشتراطات والقواعد الاتيه :-

1. ان تكون مساحه المعمل متناسبه مع اعداد الطلبة بما يسمح لهم بحريه الحركه خلال اجراء التجارب دون التزام
2. يجب ان يتوفر للمعمل بابان للدخول والخروج وان يكون اتجاه فتح الباب الى الخارج (فى اتجاه اندفاع الاشخاص)
3. تجهيز المعمل بوسائل الاضاءه والتهويه الطبيعيه والصناعيه ومتابعه الصيانه بعد الانشاء
4. ان تكون ارضيه المعمل والاحواض والبنشآت من انواع لا تتاثر بالمواد الكيماويه
5. يجب ان يتوفر دولاب غازات (حجره التفاعلات الخطره) لاستخدامها عند تحضير غازات ضاره بالصحه او كريهه مثل كبريتيد الهيدروجين او اول اكسيد الكربون
6. تجهيز المعمل بعدد كافى من الكراسى التى يمكن التحكم فى ارتفاعها حسب طول الطالب
7. تجهيز المعمل بعدد كافى من نقط الكهرباء ذات الاغطيه الواقيه على جدران المعمل وبنشآت الطلبة والمعيدون
8. ان تكون مواسير الغاز مطابقه للمواصفات الفنيه وان تكون مصنوعه من النحاس حتى لاتصدأ ولضمان عدم تسريب الغاز بالمعمل
9. يجب تخصيص دولاب خاص لانبوبه الغاز (يجب وضع انبوبه الغاز فى مكان بعيد عن المعمل وان يكون مكان امن ويمنع وضع انبوبه الغاز داخل المعمل)
10. يجب تجهيز نظام الغاز بالمعمل بمفتاح للتحكم ووضع فى مكان ظاهر يمكن الوصول اليه بسهولة وسرعه فى حاله الطوارئ
11. تجهيز المعمل بوصلات المياه والصرف الصحى اللازمه
12. تجهيز غرفه لفنى المعمل مجهزه بوصلات الماء والكهرباء والغاز ومكتب وبنش للتحضير عليه
13. تجهيز المعمل باماكن لحفظ الادوات والاجهزه والمواد الكيماويه وكذلك ثلاجه لحفظ الكيماويات وان تكون هذه الاماكن جيده التهويه
14. يجب تزويد المعامل بعربات لنقل المواد الكيماويه من معمل التحضير الى المعامل
15. تجهيز المعمل بالوسائل الاوليه لمكافحه الحريق مثل (طفايات حريق – جرادل رمل جاف -) ووضعها فى اماكن ظاهره يمكن الوصول اليها بسهولة
16. توفير دولاب للاسعافات الاوليه مجهز بالاسعافات الاوليه اللازمه
17. توفير وسيله اتصال وكذلك جهاز انذار لتنبية المتواجدين بالمعمل فى حاله حدوث حريق ، على ان يتم توصيله بلوحه انذار الحريق الرئيسيه

الوصايا العشر للسلامة في المختبرات

Lab Safety Equipments

تجهيزات السلامة في المختبرات




الوصايا العشر للسلامة في المختبرات

الوصية الأولى:

الالتزام بأدوات الحماية الشخصية (البالطو و الفقايزات و النظارات و القناع)

الوصية الثانية:

التخطيط الكامل للتجربة و التعرف على خطورة الكيماويات:



ماهي وثيقة بيانات السلامة للمواد (MSDS)

هي وثيقة تتضمن عدد (16) معلومة عن صفات المادة الكيميائية والمخاطر المحتملة (الصحة ، والحرائق ، والتفاعلات والبيئة) و ايضا كيفية العمل بأمان مع المنتجات الكيماوية والمواد العضوية المعدية. هذه الصحيفة تعتبر نقطة انطلاق مهمة تبني على اساسها كامل برامج الصحة والسلامة. تتضمن الصحيفة ايضا معلومات عن استعمال وتخزين ومناولة المادة واجراءات الطوارئ لجميع المخاطر ذات الصلة للمادة المستعملة MSDS. يحتوي على مزيد من المعلومات عن هذه المواد المستعملة من المعلومات المكتوبة على الاصق الموجود على الحاوية MSDS. تعد عن طريق الجهة المورده أو الشركة المصنعه للمادة بحيث تخبرنا عن ما هي مخاطر المنتج ، وكيفية استخدام المنتج بأمان ، وماهي التوقعات اذا لم يتم اتباع التوصيات الخاصة به، وماذا تفعل عند وقوع الحوادث ، وكيفية التعرف على أعراض التعرض المفرط.

Lab Safety Symbols
علامات السلامة في المختبرات



الوصية الثالثة:

ضرورة معرفة أماكن طفائيات الحريق و دشوش السلامة و نوافير العيون و الإسعافات الأولية

الوصية الرابعة:



عدم التدخين أو الأكل والشرب في المختبر

الوصية الخامسة:

عدم لمس أو شم أو تذوق المواد الكيماوية نهائيا



الوصية السادسة:

إبعاد مصادر الاشتعال عن المواد الكيماوية المستخدمة في التجربة

الوصية السابعة:

تجنب حوادث الانسكابات أثناء إجراء التجربة و عند النقل و التخزين

تجنب الحوادث والاصابات

Report ALL accidents and injuries to your lab technicians
immediately!!!

سجل جميع الحوادث وأخطر بها فني المختبر

Be aware of safety hazards associated with each chemical you use.

تعرف على بيانات السلامة والمخاطر المرتبطة بكل مادة كيميائية بالمختبر



Eye accident – Wash the eye with copious amounts of water for at least 15 min.



أغسل العين المصابة بكمية وافرة من المياه لمدة 15 دقيقة

Fire Burns – Stop, Drop, and be covered with a fire blanket or soaked with water. Do not remove clothing stuck to victim. Get medical attention immediately.

في حالة الإصابة بالحروق، أوقف المصدر وغطي المصاب ببطانية الحريق. لا تحاول إزالة الملابس الملتصقة بجسم المصاب. أحصل على العلاج المناسب للمصاب في الحال.

الوصية الثامنة:

تجنب العمل المنفرد وفي ساعات خارج الدوام

الوصية التاسعة:

تعلم وتدريب على خطط الطوارئ والإخلاء

خطة الطوارئ

- مجموعة التدابير والإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة المخاطر الكيميائية المحتملة بالمختبرات الكيميائية والمنشآت.
- خطة تفصيلية مدروسة وقابلة للتنفيذ عند حدوث أي طارئ.
- يلزم تشكيل فرق للحوادث ومكافحة الحرائق والإسعافات الأولية لإدارة الأزمات والحالات الطارئة بكل منشأة.
- وحدة إدارة الأمن والسلامة.

خطة الإخلاء

- تعني نقل الأشخاص من الأماكن المعرضة أو التي تعرضت لأخطار أو كوارث إلى أماكن آمنة بغرض حماية الأرواح والممتلكات.
- ضرورة وضع لوحات وأسهم إرشادية لمخارج الطوارئ
- تحديد نقاط التجمع مع الاتفاق على كلمة سرية متعارف عليها.
- ضرورة التدريب الدوري لتنفيذ الخطة لتلافي الأخطاء.

الوصية العاشرة:

سلامة النقل و التخزين و التخلص الآمن للنفايات و الزجاجيات الملوثة بالمختبر

طرق تحضير الكواشف المستخدمة

• دليل عباد الشمس

الطريقة :-

ينقع عشرة جرام من عباد الشمس الصلب في حوالي 250 مللي من الماء لعدة ساعات في مكان دافئ ثم يصفى السائل الرائق و يضاف إليه بالتدريج حمض نيتريك مخفف حتى يصبح اللون بنفسجيا .

• دليل الفينول فيثالين :-

الطريقة :-

يضاف 2 جرام من الفينول فيثالين في 600 مللي من الكحول الايثيلي ثم يكمل بالماء المقطر إلي 1 لتر .

• دليل الميثيل البرتقالي Methyl orange

الطريقة :-

يذاب 1 جرام من الميثيل البرتقالي في قليل من الكحول الايثيلي ثم يكمل إلي 1 لتر بالكحول المخفف بحجم مساوي من الماء المقطر .

طريقه آخري :- يضاف 1 جرام من الميثيل البرتقالي إلي 1.5 لتر من الماء المغلي .

• دليل الميثيل الأحمر الطريقة :- Methyl Red

يذاب 1 جرام من الميثيل الأحمر في 600 مللي من الكحول ، ثم يكمل بالماء المقطر إلي واحد

لتر

• دليل يوديد البوتاسيوم مع النشا:-

الطريقة :-

يسخن واحد جرام من النشا في 100 مللي من الماء المقطر حتى الغليان ، ثم يضاف واحد جرام من يوديد البوتاسيوم ثم يستعمل المحلول الرائق

الأحماض المركزة

الكاشف	الوزن النوعي	التركيز المنوي	التركيز العياري
حمض الخليك	1.055	99.5	ع 17
حمض الهيدروكلوريك	1.17	32	ع 10
حمض النيتريك	1.42	69.7	ع 16
حمض الكبريتيك	1.84	98	ع 36

الأحماض المخففة

الكاشف	طريقه التحضير	التركيز
حمض الخليك	114 مللي / لتر	ع 2
حمض الهيدروكلوريك	172 مللي / لتر	ع 2
حمض النيتريك	124 مللي / لتر	ع 2
حمض الكبريتيك	56 مللي / لتر	ع 2
محلول نشادر مركز	28 %	ع 15
محلول نشادر مخفف	134 مللي / لتر	ع 2
هيدروكسيد الصوديوم	88 جرام / لتر	ع 2
هيدروكسيد بوتاسيوم	124 جرام / لتر	ع 2

الكواشف Reagents

الكاشف	طريقه التحضير	طريقه الكشف عنه
خلات الامونيوم	154 جرام / لتر	<p>* مع حمض الكبريتيك المركز يتصاعد أبخره حمض الخليك لها رائحة الخل</p> <p>* مع كلوريد الحديدك ferric chloride يعطي لون احمر ويزول اللون باضا فه h cl ولا يعكر باضا فه محلول كلوريد الزئبقك mercuric chloride ويظهر راسب بني بالغليان</p>
موليبيدات الامونيوم	<p>* يذاب 50 جرام من الملح في مخلوط 70 مللي هيدروكسيد الامونيوم + 140 مللي ماء ثم يضاف هذا إلي مخلوط من (250 مللي حمض نيتريك مركز + 500 مللي ماء) مع استمرار التقليب ، ثم يخفف المحلول بالماء إلي لتر ويترك المحلول لمدته يوم ثم يستخدم الرائق</p> <p>* يذاب 50 جرام من الملح في الماء ثم يضاف هيدروكسيد الامونيوم المركز حتى يروق</p>	<p>م* يتم اضافته موليبيدات الامونيوم التي تم تحضيرها إلي الفوسفات phosphate و اضافته نقطه من حمض النيتريك المركز مع التسخين فيتكون راسب اصفر كناري ، ويذوب الراسب باضافه زياده من هيدروكسيد الامونيوم</p> <p>* يتم اضافته محلول الفركتورز إلي 1 مللي من موليبيدات الامونيوم بالاضافه إلي 1 مللي من حمض الخليك مع التسخين فيتكون راسب ازرق غامق</p>
اكسلات الامونيوم	35 جرام / لتر	<p>* مع محلول كلوريد الكالسيوم (يتكون راسب ابيض لا يذوب في حمض الخليك)</p> <p>* مع محلول برمنجنات البوتاسيوم (يزول لون البرمنجنات المحمضة بالتسخين</p>
كبريتيد الامونيوم	<p>يشبع حجما من محلول هيدروكسيد الامونيوم المركز بغاز كبريتيد الهيدروجين مع بقاء المحلول باردا ، ثم يضاف نفس الحجم من محلول هيدروكسيد الامونيوم المركز ثم يخفف بثلاثة أمثال حجمه من الماء</p>	<p>* مع حمض الهيدروكوريك المخفف يتصاعد غاز كبريتيد الهيدروجين</p> <p>* مع نتروبروسيد الصوديوم يتكون لون بنفسجي</p>
ثيوسيانات الامونيوم	38 جرام / لتر	<p>* مع حمض الكبريتيك المركز (يتصاعد غاز ثاني أكسيد الكبريت)</p> <p>* مع محلول نترات الفضة (يعطي رسب ابيض متجبن يذوب في محلول النشا ، ولا يذوب في حمض الكبريتيك المخفف</p> <p>* مع محلول كلوريد الحديدك يعطي لون احمر دموي</p>
كاشف بارفويدs barfoids reagent	66.5 جرام من بلورات خلات النحاس المتعادلة في لتر من محلول حمض الخليك 1 %	<p>يخلط حجمان متساويان من محلول السكريات الاحادية المخففة نسبيا و الكاشف في أنبويه اختبار و تترك في حمام مائي ساخن لمدته دقيقتين ، يتكون راسب احمر من أكسيد النحاسوز من المحلول أو علي جدار الانبويه</p>

طريقه الكشف عنه	طريقه التحضير	الكاشف
*مع أل sod . sulphate يعطي راسب ابيض مع المحلول المحمض بحمض النيتريك المخفف لا يذوب في الأحماض المخففة	61 جرام / 0.5 لتر	كلوريد الباريوم barium chloride
مع نترات الفضة silver nitrate :- يعطي راسب ابيض مصفر مع المحلول المائي ، لا يذوب في حمض النيتريك المخفف و لكنه يذوب بقله في محلول النشادر	11 جرام / لتر	ماء البروم brominewater
مع الكبريتيد يتكون لون ارجواني	10 جرام / لتر	نتروبروسيد الصوديوم Sod . Nitroprosside
* مع اكسالات الامونيوم amm. Oxalate :- يعطي راسب ابيض لا يذوب في حمض الخليك *مع سترات الصوديوم sod . citrate يعطي راسب ابيض من المحلول المتعادل يذوب في حمض الخليك • مع الفوسفات phosphate :- يعطي راسب ابيض يذوب في حمض الخليك المخفف	55 جرام / لتر من الملح اللامائي	كلوريد الكالسيوم calcium chloride
	يشبع لتر من الماء بالكور (تركيز 6.5 جرام / لتر) و يحفظ في زجاجة قاتمة	ماء الكلور
• مع سيانات البوتاسيوم pot .cyanate يعطي راسب ازرق مع محلول مركز من سيانات البوتاسيوم • مع السكروز sucrose :- • Sucrose +cobalt nitrite sod % 10 .hydroxide، يعطي راسب ازرق	44 جرام / لتر	نترات الكوبالت
يتكون Fehling A +fehling B +lactose ---- راسب احمر يتحول إلي أكسيد النحاسوز fehling A + fehling B + formaldehyde * -- يتكون راسب احمر من أكسيد النحاسوز	69 جرام (كبريتات النحاس) / لتر	محلول فهلنج A fehling
نفس طريقه الكشف عن fehling A	140 جرام من هيدروكسيد الصوديوم + 350 جرام من طرطرات الصوديوم و البوتاسيوم) (ملح روشيل) في لتر ماء .	محلول فهلنج B fehling
* Ferric chloride + amm .scn احمر دموي Ferric chloride +salicylic acid يعطي لون بنفسجي * ferric chloride +amm . acetate يعطي لون احمر	135 جرام / لتر من الماء يحتوي علي 20 ملي من حمض الهيدروكلوريك المركز) conc. .Hcl	كلوريد الحديديك ferricchloride

طريقه الكشف عنه	طريقه التحضير	الكاشف
<p>* مع ال Ferro cyanide يعطي راسب ابيض يتحول إلي الأزرق</p> <p>* مع ال ferricyanide يعطي راسب ازرق مسود</p> <p>* مع النيتريت nitrite تتكون حلقه بنيه أو محلول بني باضافه كبريتات الحديدوز المحمض بحمض الكبريتيك المخفف إلي محلول النيتريت</p> <p>* مع حمض الطرطريك tartaric acid +ferrous NaOH +hydrogen peroxide + sulphate 10 % يعطي راسب بنفسجي غامق مسود</p>	<p>14 جرام من كبريتات الحديدوز في لتر ماء يحتوي علي 7 ملي من حمض الكبريتيك المركز .</p>	<p>كبريتات الحديدوز ferrous. sulphate</p>
<p>يضاف 2 نقطه من ال salicylic acid مع 2 نقطه من ال conc. sulphuric acid . يتكون راسب احمر .</p>	<p>يتم اضافته جزء من الفورمالدهيد إلي 7 أجزاء من الماء</p>	<p>الفورمالدهيد formaldehyde</p>
	<p>المحلول المستخدم تركيزه 30 %</p>	<p>فوق أكسيد الهيدروجين hydrogen peroxide</p>
<p>يضاف ال Iodine إلي محلول النشا فيتكون راسب ازرق</p>	<p>يذاب 12.7 جرام من اليود في 20 ملي محلول يوديد البوتاسيوم (pot . Iodide) ثم يخفف المحلول إلي واحد لتر</p>	<p>محلول اليود . Iodine</p>
<p>مع الكربونات carbonate يتكون راسب بني محمر علي البارد</p> <p>• مع اليود Iodine يعطي راسب قرمزي من يوديد الزئبقيك يذوب في الزيادة من محلول اليود</p> <p>• مع حمض الفورميك formic acid يعطي راسب ابيض</p>	<p>27 جرام / لتر</p>	<p>كلوريد الزئبقيك mercuric chloride .</p>
<p>مع حمض الستريك citric acid Citric acid +mercuric sulphate +dill .sulphuric acid +pot permanganate يزول لون البرمنجنات ويتكون راسب ابيض .</p>	<p>27 جرام / لتر</p>	<p>كبريتات الزئبقيك mercuric sulphate</p>
<p>Iodine +alcohol / 1 - naphthol يعطي لون بنفسجي ملحوظة : الاختلاف بين الالفا نافثول و ألبيتا نافثول هو اختبار الايودين</p>	<p>20 جرام / لتر كحول 90 %</p>	<p>ألفا نافثول (1 - naphthol) /كحول</p>
	<p>10 جرام /لتر من محلول هيدروكسيد الصوديوم 20 %</p>	<p>بيتا نافثول (B - naphthol)</p>
<p>مع محلول نترات الفضة silver nitrate يعطي</p>	<p>196 جرام / لتر</p>	<p>كرومات البوتاسيوم</p>

طريقه الكشف عنه	طريقه التحضير	الكاشف
راسب احمر بني يذوب في حمض النيتريك المخفف ومحلول النشادر ولكنه لا يذوب في محلول حمض ألكليك • مع خلات الرصاص (lead acetate) يعطي راسب اصفر لا يذوب في حمض ألكليك و لكنه يذوب في حمض النيتريك المخفف		Pot . chromate
نفس تجارب الكرومات	49 جرام / لتر	بيكرومات البوتاسيوم pot dichromate
يضاف نقطه أو نقطتين من محلول النشا إلي محلول اليود يتكون راسب ازرق	يضاف 35 مللي ماء مغلي إلي عجينه من نصف جرام من النشا الصلب في قليل من الماء البارد ثم يخفف المحلول إلي لتر و تضاف نقطه أو نقطتين من الكلوروفورم إلي المحلول للنتيبت ثم يضاف نصف جرام من يوديد البوتاسيوم	محلول النشا (starch)
*مع حمض أل oxalic acid باضافه حمض الكبريتيك المخفف إلي أل oxalic acid و اضافته برمنجنات البوتاسيوم نقطه نقطه و الرج فيزول لون البرمنجنات في الحال • مع فوق أكسيد الهيدروجين (hydrogen peroxide) يزول لون برمنجنات البوتاسيوم • مع حمض أستريك و كبريتات الزئبقيك Citric acid +pot . permanganate +mercuric sulphate dill sulphuric acid يزول لون البرمنجنات و يتكون راسب ابيض	9.6 جرام / لتر مع الترشيح من خلال الصوف الزجاجي	برمنجنات البوتاسيوم (pot . permanganate)
1 ml fructose + 1 ml Resorcinol + conc. Hcl بالتسخين يعطي لون احمر غامق	يذاب 8 جرام في 400 مللي من حمض كبريتيك 10 % و يحفظ في زجاجات قاتمة اللون بعيدا عن الهواء	الريزرسينول (Resorcinol)
- بالتسخين يعطي لون احمر - مع الفورمالين : يعطي لون احمر موف - مع الأسيتون : يعطي لون احمر	1 جرام من الروزاتيلين أو احد أملاحه في 50 مللي من محلول ثاني أكسيد الكبريت البارد المحضر حديثا و يترك حتى يصير عديم اللون أو يتحول إلي الأصفر الباهت ثم يخفف بالماء إلي واحد لتر	كاشف شيف (Schiff s Reagents)
مع كلوريد الزئبقيك يتكون راسب ابيض يتحول إلي الرمادي ثم إلي اللون الأسود	يذاب 28 جرام من الملح في 16 مللي من حمض أل H cl المركز ويكمل بالماء إلي لتر	كلوريد القصديروز (Stannous chloride)
- مع الزرنيخات : يعطي راسب احمر طوبي - مع السيانات : يتكون راسب ابيض متجبن يذوب في حمض النيتريك و محلول النشادر - مع السيانيد يتكون راسب ابيض لا يذوب في حمض النيتريك المخفف و يذوب بسرعة في محلول النشادر	17 جرام من الملح في لتر من الماء المقطر	نترات الفضة (Silver nitrate)
	يوضع مقدار من بيكربونات الصوديوم في	بيكربونات الصوديوم

الكاشف	طريقه التحضير	طريقه الكشف عنه
	دورق و يغطي بالماء ثم يشبع المحلول بغاز ثاني أكسيد الكبريت	
كربونات الصوديوم (sod . carbonate)	106 جرام / لتر	
كوبالت نيتريت الصوديوم (sod . cobalt Nitrate)	يذاب 17 جرام من الملح في 250 مللي من الماء - يذاب 12 جرام من نترات الكوبالت في 30 مللي ماء و 20 جرام من نيتريت الصوديوم في 30 مللي ماء ثم يخلط المحلولين مع التقليب ثم يضاف 5 مللي من حمض ألكليك الثلجي ثم يرج المحلول ويخفف بالماء إلي 250 مللي ويترك مده ثم يرشح (هذا المحلول ثابت لمده أسبوع)	يضاف بضع نقط من محلول نيتريت الكوبالت إلي 1 مللي من محلول مشبع من النيتريت مع التحميض بحمض ألكليك و باضا فه محلول كلوريد البوتاسيوم أو كلوريد الصوديوم يتكون راسب اصفر متبلر من كوبالتي البوتاسيوم - 10% Na OH +cobalt nitrate +sucrose يعطي راسب موف مائل إلي الزراق
خلات الصوديوم	408 جرام / لتر ماء	
كبريتات النحاس cuppersulphate	160 جرام / لتر ماء يحتوي علي 3 مللي من حمض الكبريتيك المركز .	مع الثيوسيانات يعطي راسب اسود من ثيوسيانات النحاسيك عند اضافته محلول كبريتات النحاس بكثرة
محلول Benedict's Reagent	173 جرام سترات الصوديوم Sod . citrate +100 جرام كربونات الصوديوم Sod . Carbonate 17 جرام كبريتات النحاس CupperSulphate	مع الكربوهيدرات Carbohydrate يضاف 5 مللي من محلول بندكت إلي مللي محلول 2 % كربوهيدرات و الغليان لمده دقيقتين ثم التبريد يتكون راسب احمر .
الفينول Phenol		نصف جرام من الفينول + نصف جرام من حمض الفيثاليك + 1 مللي من حمض الكبريتيك المركز مع التسخين يعطي لون احمر غامق يبرد ثم يصب في بيكر يحتوي علي 10 % هيدروكسيد الصوديوم , يعطي لون بني . * اضافته الفينول إلي كلوريد ألحديديك يعطي لون بنفسجي .
أنيلين Aniline		اضافه الانيلين إلي كلوريد ألحديديك يعطي راسب اخضر , وعند اضافته حمض الكبريتيك المركز إلي هذا الخليط يعطي راسب ابيض . * يضاف الانيلين إلي حمض الهيدروكلوريك المخفف + أل sod . nitrite في بيكر 1 . يضاف الالفا نافثول إلي 10 % هيدروكسيد الصوديوم في بيكر 2 ويتم تبريده ثم يضاف محتويات البيكر رقم 1 إلي محتويات البيكر رقم 2 فيعطي راسب احمر .
الفينيلهدرازين phenyl hydrazine	يذاب 10 جرام من بودرة الفينيل هيدرازين في 100 مللي حمض خليك	عند اضافته الفينيل هيدرازين إلي البينزالدهيد يتكون راسب ابيض

طريقه الكشف عنه	طريقه التحضير	الكاشف
Acetaldehyde +Nitroprosside + 10 % Na OH يتكون لون احمر غامق		الاسيتالدهيد Acetaldehyde
Borax +pH pH يعطي لون احمر يزول باضا فه الجليسرين .	يحضر بتركيز 10 % أو 20 % في ماء مقطر و يسخن حتى تمام الذوبان	بوراكس Borax

الأدوات المعملية المطلوبة

2 - كاس زجاجي 250

4 - انابيب اختبار

6 - ماسك انابيب سلك

8 - شبكه سلك

10 - زجاجه ساعه

12 - فلاسكه مصنفره

14 - حمام مائي

1 - دورق مخروطي 250 مللي

مللي

3 - قمع ترشيح زجاج 3 او 5 سم

5 - حامل انابيب الاختبار

7 - قطاره بلاستيك

9 - نظاره حمايه

11 - مكثف مائي B 24 بالخرطوم

100 مللي B 24

13 - مخبار مدرج 10 مللي و 25 مللي

15 - قمع فصل 250 مللي

الكيمائيات الاكثر استخدام في الكيمياء العضوية

م	اسم المادة	م	اسم المادة	م	اسم المادة
1	Naphthol	18	Benzophenone	35	N – butanol
2	Naphthol	19	Borax	36	Nitric acid conc .
3	Absolute Ethanol	20	Boric acid	37	O – Cresol
4	Acetaldehyde	21	Calcium chloride	38	Oxalic acid
5	Acetamide	22	Carbon Tetra Chloride	39	Phenol
6	Acetanilide	23	Chloral hydrate	40	Phenol phthalene
7	Acetic acid 96%	24	Citric acid	50	Phenyl hydrazine
8	Acetone	25	Copper acetate	51	Phthalic acid
9	Acetophenone	26	Copper sulphate	52	Phthalic anhydride
10	Ammonium acetate	27	Ethyl acetate	53	Phthalimide
11	Ammonium citrate	28	Ethyl alcohol 95 %	54	Potassium acetate
12	Ammonium hydroxide	29	Formaline (Formaldehyde)	55	Potassium citrate
13	Ammonium molybdate	30	Formic acid	56	Potassium dichromate
14	Ammonium oxalate	31	Fructose	57	Por . Sod . Tartate
15	Ammonium tartrate	32	Glacial Acetic acid	58	Porassium tartrate
16	Anhydrous copper sulphate	33	Glucose	59	Resorcinol
17	Anhydrous ferric chloride	34	Glycerol	60	Salicylic acid

م	اسم المادة	م	اسم المادة	م	اسم المادة
61	Anhydrous ferrous sulphate	76	Hydrochloric acid conc .	91	Silver nitrate
62	Aniline	77	Hydrogen peroxide 20 %	92	Sodalime
63	Aniline hydrochloride	78	Iodine	93	Sodium acetate
64	Aniline sulphate	79	Lactic acid	94	Sodium benzoate
65	Anthracene	80	Lactose	95	Sodium bisulphate
66	Aspirin	81	Litmus paper	96	Sodium carbonate
67	Barium chloride	82	M – cresol	97	Sodium cobalt nitrite
68	Benzaldehyde	83	Mercuric chloride	98	Sodium hydroxide
69	Benzamide	84	Mercuric sulphate	99	Sodium nitrite
70	Benzanilide	85	Methyl alcohol	100	Sodium nitroprsside
71	Benzoic acid	86	Methyl Salicylate	101	Sodium oxalate
72	Benzyl alcohol	87	Naphthalene	102	Sodium Salicylate
73	Sodium Tartrate	88	Sucrose	103	Toluene
74	Stannous chloride	89	Sulfuric acid conc .	104	Urea
75	Starch	90	Tartaric acid		